



ELISA 技术服务

服务名称	结果交付	服务时间 (工作日)	单价(元)
购买圣尔生物 ELISA 试剂盒, 提供待测样本	原始 OD 值 数据分析结果	1-2 周	只收取 ELISA 盒子费用, 检测费 300 元
由圣尔生物代购 ELISA 试剂盒, 提供待测样本			
提供 ELISA 试剂盒和待测样本			500/板

服务须知:

1. 提供液态类标本: 细胞上清、组织匀浆、血清、血浆、尿液、胸水、腹水、脑脊液等, 尽量避免溶血。
2. 样本量: 每个样本收集体积=100 μ l x 检测指数 (随检测指标或试剂盒厂家的不同, 样本要求量会有不同); 客户收集样本后, 立即按要求保存, 马上检测的可 4 $^{\circ}$ C 保存, 反之冷冻保存, 切忌反复冻融。
3. 由于科学实验的不确定性, 实验结果不一定与客户预期一致, 我们保证实验结果的真实准确性, 但是对结果是否符合预期不做承诺。圣尔生物保证结果准确可信。
4. 客户应对所提供的材料及信息负责, 因样本及信息问题而引起的实验延迟或经济损失由客户方承担。