



产品手册

第二版

上海圣尔生物科技有限公司

关于我们

公司介绍

主营产品

为生命科学领域的科研人员提供试剂、耗材、仪器。产品包含分子、蛋白、细胞培养分析、组织切片染色等基础生命科学研究所需产品。

服务

包括qPCR , Western Blot、IHC、ELISA、细胞培养及检测分析、骨成像及染色、电镜服务、IP及RNA pull down、质粒构建、慢病毒包装等。

客户群体

高校、科研院所、医院以及医药、诊断、生物技术公司等。

经营理念

向用户提供稳定、便捷、创新的产品；向用户提供专业可靠的技术服务支持。

企业文化

企业使命

科技改变未来, 人文改变世界

企业愿景

用专业态度高效去解决用户的需求, 成为用户值得信任的伙伴。

企业价值观

诚实勤勉、合作担当、自省创新

目录

01-10 分子生物学相关产品

- 01 RNA提取、保存,反转录、荧光定量
- 02 实时荧光定量实验耗材
- 03-05 水平电泳
- 06 DNA扩增
- 07-09 分子克隆试剂
- 10 其它试剂

11-22 蛋白电泳及Western blot相关产品

- 11 蛋白提取/蛋白防降解/凝胶配制
- 12-14 塑料预制胶/玻璃板预制胶
- 15 上样缓冲液/蛋白marker/电泳缓冲液速溶颗粒
- 16 蛋白电泳试剂套装/凝胶染色/转印缓冲液/转印膜及滤纸/封闭液
- 17 内参抗体/HRP二抗
- 18 HRP底物显色液(ECL)/抗体剥离液/抗体稀释液/PBS/PBS-T/TBS/TBS-T缓冲液
- 19-20 电泳仪电源/电泳四块胶系统及零配件
- 21-22 电泳槽及制胶架零配件/转印系统及零配件

23-24 免疫共沉淀IP&CO-IP

- 23 proteinA/G磁珠/Flag/HA/Myc/链霉亲和素磁珠
- 24 纳米标签抗体磁珠、琼脂糖珠/磁力架/标签抗体

25-34 细胞培养相关试剂

- 25-26 抗生素/胰酶/污染检测及清除/细胞冻存
- 27-29 细胞活力与增殖检测
- 29-30 细胞凋亡
- 31-33 细胞周期检测/细胞结构染色
- 33-34 离子及指示剂/信号分子检测/报告基因检测

35-38 动物实验/免疫组化/免疫荧光相关产品

- 35 EDU注射/小动物活体成像
- 35-36 抗原修复/荧光二抗/DAB显色/DAPI/抗荧光淬灭剂及封片剂/抗体标记试剂盒
- 37-38 多色免疫荧光-TSA酪胺信号放大试剂

39-42 荧光染料


- 39-42 荧光染料

分子生物学相关产品



RNA提取、保存, 反转录、荧光定量试剂

货号	名称	包装	价格	特点
RNA细胞组织保存				
SB-MR083	RNA细胞、组织保存液	100 mL	¥316.00	性价比高
RNA操作防污染喷剂				
SB-MR090	RNA操作防污染喷剂	500 mL	¥149.00	性价比高
RNA提取				
SB-MR009 ★	Trizol 总RNA提取试剂盒	1000ml	¥2500.00	性价比高
		200mL	¥550.00	
		100mL	¥300.00	
SB-R001 新	RNA快速提取试剂盒(快速无毒)	100次	¥1200.00	15分钟快速提取、无毒
DEPC水				
SB-GR015	DEPC水	500mL	¥80.00	性价比高
		100mL	¥40.00	
RNase抑制剂				
SB-EGR002S	重组表达的鼠源RNase抑制剂	10000 U	¥640.00	性价比高
反转录酶及试剂盒				
SB-EGR023S	二代M-MLV反转录单酶	10000 U	¥384.00	延伸能力更强, 可用于较长的 cDNA 合成
SB-EGR024S	三代M-MLV反转录单酶	10000 U	¥720.00	热稳定性可达50°C
SB-RT001 ★	一管式反转录试剂盒 (50°C, 含基因组DNA去除酶及buffer) All-in-OneFirst-Strand Synthesis MasterMix(with dsDNase) 50次X 20 ul体系	50次	¥500.00	高效、便捷 减少污染可一管式操作
荧光定量试剂				
SB-Q204 ★	2*Universal SYBR Green qPCR Premix	5*1 mL	¥500.00	灵敏度高 适用于各种机型
		50mL	¥3990.00	
SB-ERR105S	Taq酶抗体	200 U	¥240.00	



实时荧光定量实验耗材 性价比高

货号	名称	包装	价格
96孔荧光定量PCR板			
MQ50301M	100 μl白色, 半裙边, 单切角 (H12) (适配roche罗氏机型)	50块/箱	¥692.00
★			
MQ50301S		10块/盒	¥138.40
MQ50101M	100 μl磨砂, 半裙边, 单切角 (A1) (适配ABI机型的矮板模块)	50块/箱	¥740.00
★			
MQ50101S		10块/盒	¥148.00
MQ50201M	100 μl白色, 无裙边, 双切角 (A12, H12) (适配bio-rad机型)	50块/箱	¥692.00
MQ50201S		10块/盒	¥138.40
MQ50801M	100 μl透明, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	50块/箱	¥692.00
MQ50801S		10块/盒	¥138.40
MQ50401M	200 μl透明, 无裙边, 单切角 (A12)	50块/箱	¥692.00
MQ50401S		10块/盒	¥138.40
MQ50501M	200 μl磨砂, 半裙边, 单切角 (A12)	50块/箱	¥740.00
★			
MQ50501S		10块/盒	¥148.00
封板膜			
MQ65001S	★ 高透光压感qPCR封板膜	50片/盒	¥450.00
MQ66001	高透光qpPCR粘性封板膜	50片/盒	¥400.00
384孔荧光定量PCR板			
MQ50601M	40 μl白色裙边, 透明管, 全裙边, 单切角 (A24) (适配ABI, Bio-Rad机型)	50块/箱	¥944.00
MQ50601S		10块/盒	¥188.80
MQ50701M	40 μl白色, 全裙边, 双切角 (A24, P24) (适配roche罗氏机型)	50块/箱	¥944.00
★			
MQ50701S		10块/盒	¥188.80
qPCR 八联管 + 盖			
MQ61301S	高透光 PCR 八联管 + 盖, 100 μl, 白色	125条/盒	¥440.00
MQ61201S	高透光 PCR 八联管 + 盖, 200 μl, 透明	125条/盒	¥440.00
MQ61101S	高透光 PCR 八联管 + 盖, 100 μl, 透明	125条/盒	¥440.00
MQ61001S	★ 高透光 PCR 八联管 + 盖, 200 μl, 透明	125条/盒	¥440.00




分子生物学相关产品



水平电泳试剂

货号	名称	包装	价格	特点
琼脂糖				
SB-P001 ★	琼脂糖	100g	¥150.00	韧性高,分辨率好
EB去除剂				
SB-E2039	EB去毒剂	50T	¥160.00	去除EB毒性
		100T	¥304.00	
gelred/gelgreen无毒核酸染料				
SB-gelgreen2003	gelgreen	0.5mL	¥400.00	带4个正电荷的大分子染料 不易进入活细胞 本身不具致癌作用
		10*0.5ml	¥2500.00	
		5*0.5ml	¥1500.00	
SB-gelred2001 ★	gelred	0.5mL	¥400.00	
		10*0.5ml	¥2500.00	
		5*0.5ml	¥1500.00	
DNA上样缓冲液				
SB-601	6×DNA loading buffer	10mL	¥135.00	性价比高
电泳缓冲液				
SB-BR005	50×TAE核酸电泳缓冲液	500mL	¥80.00	性价比高
SB-BR015	10×TBE缓冲液	500 mL	¥200.00	
SB-CPR001M	TAE速溶颗粒	50pouch	¥320.00	
SB-CPR001S ★		1 pouch	¥6.40	
SB-CPR002M	TBE速溶颗粒	50 pouches	¥500.00	
SB-CPR002S		1 pouch	¥12.80	
SB-CPR003M	快速核酸电泳缓冲液速溶颗粒	100 pouches	¥1000.00	使用方便 10min可完成电泳
SB-CPR003S		1 pouch	¥12.80	

DNA Ladder 条带图



货号	名称	包装	价格
DNA Ladder			多种产品可选, 性价比高
SB-D002 ★	100bp DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D006	100bp Plus DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D007	500bp DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D003 ★	2000bp DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D004	2000bp plus DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D005 ★	1 kb DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D001	1 kb plus DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00
SB-D107	15000 bp DNA Ladder	250μl*5	¥260.00
		250μl*10	¥400.00

分子生物学相关产品



水平电泳仪器

货号	名称	包装	价格	特点
水平电泳仪套装及配件				
DYC-SUB2套装 ★	水平电泳槽套装 包括:电泳槽主体(有导线),上盖(含导线)*1,120*120mm凝胶托盘*1,120*60mm凝胶托盘*1,60*120mm凝胶托盘*1,60*60mm凝胶托盘*1,制胶槽*2,1.5mm 2齿/3齿加样梳*1,1.0mm 6齿/13齿加样梳*1,1.0mm 8齿/18齿加样梳*1,1.0mm 11齿/25齿加样梳*2	1套	¥1880.00	性价比高
sub2121	sub2水平电泳黑色电极	1个	¥360.00	
sub2122	sub2水平电泳红色电极	1个	¥360.00	
sub2123	sub2水平电泳电泳槽(主体 不含铂金丝)	1组	¥400.00	
sub2124	sub2水平电泳红黑导线	2条	¥190.00	
sub2125	sub2水平电泳电泳槽上盖	1组	¥200.00	
sub2127	水平电泳梳1.0mm25齿/11齿	1组	¥50.00	多种规格可选
sub2128	水平电泳梳1.0/6齿	1组	¥50.00	
sub2129	水平电泳梳1.0mm18齿/8齿	1组	¥50.00	
sub2130	水平电泳梳2.0mm3齿/2齿	1组	¥50.00	
sub2131	水平电泳槽制胶托盘60mm*60mm	1组	¥50.00	不易变形,性价比高
sub2132	水平电泳槽制胶托盘60mm*120mm	1组	¥80.00	
sub2126	水平电泳槽制胶器托盘120mm*60mm	1组	¥80.00	
sub2133	水平电泳槽制胶托盘120mm*120mm	1组	¥100.00	
sub2120	sub2水平电泳制胶器120*120	1套	¥260.00	性价比高,适配性好
蓝光切胶仪				
SB-L001 ★	蓝光切胶仪	1台	¥1800.00	操作简单,价格实惠

DNA扩增及产物回收

货号	名称	包装	价格	特点
细胞/组织DNA提取试剂				
SB-D401	细胞/组织DNA提取试剂盒(离心柱式)	100次	¥500.00	操作方便,性价比高
DNA染料及rox				
SB-R2012	ROX 参比染料 (25 µM in TE 缓冲液)	1 mL	¥264.00	多重定量PCR和RT-PCR提供稳定的基线
SB-R2021	6-ROX glycine (6-ROX 甘氨酸), 25µM	5 mL	¥1600.00	稳定性好
		1 mL	¥384.00	
SB-S2016	SYBR Green I, 20× in DMSO (PCR级)	1 mL	¥160.00	经济实惠、使用方便,具有高灵敏度
SB-S2017	SYBR Green I, 20× in Water (PCR级)	1 mL	¥160.00	
SB-S2018	SYBR Green I, 10,000× in DMSO (PCR级)	0.5 mL	¥2000.00	
fast pfu				
SB-221	2*FastPfu PCR SuperMix	1mL	¥100.00	1分钟扩4 kb, 50倍保真
		10mL	¥800.00	
		81mL	¥4500.00	
PCR mix				
SB-107	2× FastTaq HS PCR SuperMix	1mL	¥100.00	含快速扩增的FastTaq酶 可有效抑制非特异性扩增
		10mL	¥800.00	
		100mL	¥6800.00	
SB-311 ★	2XPCR mix , with dye (1分钟2kb, 最长5kb)	1mL	¥10.00	不易出现电泳条带弥散 拖带或者片段大小改变等状况
dNTP mix				
SB-EGR907S 新	脱氧核糖核苷酸 (25mM)	25 ml	¥6000.00	性价比高
		1 mL	¥300.00	
PCR产物及胶回收				
SB-208	PCR 产物纯化回收试剂盒	100次	¥350.00	回收100bp-50 kbDNA片段 回收率高达86%以上
		200次	¥680.00	
SB-DS202	大琼脂糖凝胶回收试剂盒	100次	¥180.00	操作简单,性价比高
		200次	¥320.00	
SB-HDP209	大琼脂糖凝胶回收/PCR纯化试剂盒	100次	¥550.00	
		200次	¥1000.00	
SB-HDP210	大微量DNA凝胶/PCR产物回收试剂盒(通用型)	100次	¥550.00	
		200次	¥1000.00	
蛋白酶K				
SB-EGR212S ★	重组蛋白酶K套装(干粉+buffer)	100mg	¥200.00	包含buffer, 性价比高
		1 g	¥1600.00	

分子生物学相关产品



分子克隆试剂

货号	名称	包装	价格
无缝克隆试剂盒		简单、快速、高效的 DNA 定向克隆	
SB-EGR205S	无缝克隆试剂盒	50 T	¥500.00
快速内切酶		5到15分钟酶切完, 和NEB等兼容酶切buffer, 现货	
SB-EGR408S ★	快速内切酶 Ascl (同裂酶 PalAI, SgsI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR409S	快速内切酶 AvrII (同裂酶 AspA2I, XmaJI, BlnI)	25 rxns	¥192.00
SB-EGR410S	快速内切酶 BamHI	500 rxns	¥192.00
SB-EGR413S	快速内切酶 BclI (同裂酶 BsiQI, FbaIC6:C1322I)	125 rxns	¥192.00
SB-EGR418S ★	快速内切酶 BsaI (同裂酶 Eco31I, Bso31I, BspTNI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR428S	快速内切酶 BstEII (同裂酶 Eco91I, BstPI, EcoO65I, PspEI)	100 rxns	¥192.00
SB-EGR432S	快速内切酶 ClaI (同裂酶 BspDI, BanIII, ZhoI, Bsa29I, BseCI, BshVI, BsiXI, Bsp106I, BspXI, Bsu15I, BsuTUI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR433S	快速内切酶 DpnII (同裂酶 BfuCI, MboI, Kzo9I, NdeII, BstENII, BstMBI, Sau3AI, BscFI, Bsp143I, BssMI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR435S	快速内切酶 EagI (同裂酶 BseX3I, BstZI, XmaIII, EclXI, Eco52I)	25 rxns	¥192.00
SB-EGR436S	快速内切酶 EcoRI (同裂酶 FunII)	600 rxns	¥192.00
SB-EGR437S	快速内切酶 EcoRV (Eco32I)	200 rxns	¥192.00
SB-EGR439S	快速内切酶 HindIII	500 rxns	¥192.00
SB-EGR441S	快速内切酶 HpaI (同裂酶 BstHPI, KspAI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR443S	快速内切酶 KasI (同裂酶 Bbel, DinI, EgeI, NarI, SfoI, Ehel, Mly113I)	30 rxns	¥192.00
SB-EGR444S	快速内切酶 KpnI (同裂酶 Asp718I)	200 rxns	¥192.00
SB-EGR447S	快速内切酶 MluI	100 rxns	¥192.00
SB-EGR448S	快速内切酶 MnlI	50 rxns	¥192.00
SB-EGR450S	快速内切酶 NcoI (同裂酶 Bsp19I)	30 rxns	¥192.00
SB-EGR451S	快速内切酶 NdeI (同裂酶 FauNDI)	200 rxns	¥192.00

分子克隆试剂

货号	名称	包装	价格
快速内切酶		5到15分钟酶切完, 和NEB等兼容酶切buffer, 现货	
SB-EGR452S	快速内切酶NheI (同裂酶AsuNI)	30 rxns	¥192.00
SB-EGR453S	快速内切酶NotI (同裂酶CciNI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR461S	快速内切酶PstI (同裂酶BspMAI)	500 rxns	¥192.00
SB-EGR465S	快速内切酶 SacI (同裂酶Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI)	100 rxns	¥192.00
SB-EGR466S	快速内切酶Sall	200 rxns	¥192.00
SB-EGR468S	快速内切酶SbfI (同裂酶Sdal, Sse8387I)	25 rxns	¥192.00
SB-EGR470S	快速内切酶SfiI	100 rxns	¥192.00
SB-EGR472S	快速内切酶 SmaI (同裂酶TspMI, XmaCI, XmaI)	100 rxns	¥192.00
SB-EGR474S	快速内切酶SpeI (同裂酶AhlI, BcuI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR475S	快速内切酶SphI (同裂酶BbuI, PaeI, SpaHI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR476S	快速内切酶SspI	60 rxns	¥192.00
SB-EGR477S	快速内切酶StuI (同裂酶AatI, Eco147I, PceI, SseBI)	100 rxns	¥192.00
SB-EGR480S	快速内切酶TaqI (同裂酶TthHB8I)	200 rxns	¥192.00
SB-EGR481S	快速内切酶XbaI	500 rxns	¥192.00
SB-EGR483S	快速内切酶XhoI (同裂酶PaeR7I, TliI, BssHI, Sfr274I, SlaI, StrI)	500 rxns	¥192.00
SB-EGR485S ★	快速内切酶DpnI (同裂酶MaeI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR486S	快速内切酶 FspI (同裂酶Acc16I, AvilI, NsbI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR487S	快速内切酶Esp3I同裂酶BsmBI, BstGZ53I, Esp16I, Esp23I)	30 rxns	¥192.00
SB-EGR491S	快速内切酶BglII	100 rxns	¥192.00
SB-EGR493S	快速内切酶HinfI	500 rxns	¥192.00
SB-EGR501S	快速内切酶ApaLI (同裂酶Alw44I, VneI)	200 rxns	¥192.00
SB-EGR502S	快速内切酶NruI (同裂酶Bsp68I, BtuMI, RruI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR503S	快速内切酶PacI	25 rxns	¥192.00
SB-EGR504S	快速内切酶PvuII	200 rxns	¥192.00
SB-EGR505S	快速内切酶SacII (同裂酶Cfr42I, KspI, Sfr303I, SgrBI)	50 rxns	¥192.00
SB-EGR506S	快速内切酶NsiI (同裂酶EcoT22I, Mph1103I, Zsp2I)	25 rxns	¥192.00
SB-EGR507S ★	快速内切酶 BstBI (同裂酶AsuII, Bpu14I, NspV, SfuI, BspT104I, Bsp119I, Csp45I,)	100 rxns	¥192.00

分子生物学相关产品

分子克隆试剂

货号	名称	包装	价格	特点
T4连接酶				
SB-EGR105 ★	T4 DNA 连接酶	200 U	¥240.00	连接效率高, 速度快
		5支200U	¥650.00	
		1000U	¥496.00	
碱性磷酸酶				
SB-ERR108S 新	快速碱性磷酸酶	1000 U	¥576.00	一管式完成“酶切 - 去磷酸化”
感受态细胞				
SB-GST001-C	DH5α克隆感受态细胞(化转)	100支	¥1000.00	最常用的感受态细胞 转化效率高
		20支	¥240.00	
SB-GST002-C	TOP10克隆感受态细胞(化转)	100支	¥1000.00	常规实验用克隆感受态细胞 生长速度快 转化效率高
		20支	¥240.00	
SB-GST006-C	BL21表达感受态细胞(化转)	100支	¥2000.00	非毒性蛋白的高水平表达
		10支	¥240.00	
SB-GST007-C	BL21 (DE3) 表达感受态细胞(化转)	100支	¥2000.00	
		10支	¥240.00	
SB-GST008-C	BL21 (DE3) pLysS表达感受态细胞(化转)	100支	¥2000.00	毒性蛋白 非毒性蛋白的高水平表达 背景表达降低
		10支	¥360.00	
SB-GST009-C	Rosetta (DE3) 表达感受态细胞(化转)	100支	¥2000.00	具有氯霉素抗性 有利于真核基因的表达
		10支	¥240.00	
质粒抽提				
SB-213	无内毒素质粒小提中量试剂盒快速抽提试剂盒	50次	¥580.00	操作方便, 性价比高
SB-211	高纯度质粒小提中量试剂盒	100次	¥680.00	
		50次	¥350.00	
SB-NG201	高纯度质粒小提试剂盒	100次	¥200.00	
		200次	¥340.00	
SB-NG223	无内毒素质粒大提试剂盒(转染级)	10次	¥980.00	

其它试剂

货号	名称	包装	价格	特点
慢病毒包装				
SB-BD001 新	慢病毒包装试剂盒	5次	¥1300.00	高滴度、高效率、高荧光
		10次	¥2500.00	
		20次	¥4500.00	
鼠尾基因鉴定				
SB-201 ★	鼠尾基因鉴定试剂盒mouse tail direct PCR kit	200T	¥500.00	裂解速度快, 特异性好
DNA 检测试剂盒				
SB-X2040	X-Green II 双链DNA定量试剂盒升级版	2000T	¥4960.00	操作简单, 价格实惠
		200T	¥560.00	
SB-X2033	X-Green II 双链DNA定量试剂盒	2000T	¥4000.00	
		200T	¥480.00	
SB-Q2038	Qbtest™ X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒升级款	100T	¥640.00	
		500T	¥2080.00	
SB-Q2034	Qbtest™ X-Green II 双链 DNA 定量试剂盒	100T	¥464.00	
		500T	¥1744.00	
SB-W2010	WonderBlue Broad Range 双链DNA定量试剂盒	1000T	¥1680.00	
		200T	¥480.00	
SB-P2023	SYBR Green 荧光染料	1mL	¥3040.00	
快速甲基化试剂盒				
AF102	快速甲基化修饰试剂盒	50T	¥1250.00	操作简单, 价格实惠
等温扩增试剂 ★				
SB-EGR108S	T4 UvsY重组酶	200 µg	¥800.00	性价比高
SB-EGR130S	T4 UvsX重组酶	500 µg	¥2000.00	
SB-EGR207	Exonuclease III (核酸外切酶III)	5000U	¥216.00	
SB-EGR401S	Bsu DNA 聚合酶, 大片段	500 µg	¥3200.00	
SB-EGR128S	Rb69噬菌体基因32蛋白	1 mg	¥960.00	
SB-EGR129S	T4噬菌体基因32蛋白	1 mg	¥600.00	
其他酶				
SB-EGR101S	抗体法热启动DNA 聚合酶	500 U	¥1920.00	
SB-EGR206S	双链DNA酶	50 T	¥240.00	

蛋白电泳及Western blot相关产品



货号	名称	包装	价格	特点
蛋白提取				
SB-BR040	细胞/组织裂解液RIPA (强)	100mL	¥249.00	预添加抑制剂
SB-BR040R	细胞/组织裂解液RIPA (弱)	100mL	¥249.00	
SB-WB013 ★	BCA蛋白定量试剂盒	1250次	¥500.00	和T家一模一样
	BCA蛋白定量试剂盒	2500次	¥800.00	
	BCA蛋白定量试剂盒	5000次	¥1500.00	
蛋白防降解				
SB-WB017	复合型磷酸酶抑制剂 Cocktail III (I, II管) (100X)	1mL	¥199.00	有效保持蛋白磷酸化
SB-WB016 新	复合型蛋白酶抑制剂 (100X)	10mL	¥1699.00	提高完整蛋白产量
	复合型蛋白酶抑制剂 (100X)	1mL	¥199.00	
凝胶配制				
SB-PR014	丙烯酰胺:甲叉丙烯酰胺=29:1	500mL	¥130.00	性价比高
SB-PR040	SDS-PAGE凝胶快速配置试剂盒	50片1mm胶	¥150.00	
SKV-0050 ★	大圣快速制胶试剂盒 (SKV Fastcast Gels Kit)(10-200 kd),300 V,20 min	50片1mm胶	¥250.00	2 min即可灌制多块凝胶 15分钟完成电泳



塑料预制胶电泳示意图


4-12% MOPS	4-20% MOPS	8% MOPS	10% MOPS	12% MOPS
270 Kd	270 Kd	270 Kd	185 Kd	185 Kd
185 Kd	185 Kd	185 Kd	140 Kd	140 Kd
140 Kd	140 Kd	140 Kd	115 Kd	115 Kd
115 Kd	115 Kd	115 Kd	80 Kd	80 Kd
80 Kd	80 Kd	80 Kd	65 Kd	65 Kd
65 Kd	65 Kd	80 Kd	50 Kd	50 Kd
50 Kd	50 Kd	65 Kd	40 Kd	40 Kd
40 Kd	40 Kd	50 Kd	30 Kd	30 Kd
30 Kd	30 Kd	40 Kd	25 Kd	25 Kd
25 Kd	15 Kd	30 Kd	15 Kd	15 Kd
15 Kd	10 Kd	25 Kd	15 Kd	10 Kd

注意事项：使用本产品时，请务必使用专用电泳缓冲液，推荐直接使用本公司配套专用电泳液：MOPS-SDS Running Buffer (货号：SB-CPR005)。Running Buffer 反复使用次数建议不超过 3 次。

货号	名称	包装	价格
塑料预制胶 (MOPS-SDS Running Buffer)			节省时间，稳定适配性好
SB-FP11008	浓度 8%，孔数 11 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 50 μ l，电压：160 V，分离范围：40-200kda	10片	¥150.00
SB-FP15008	浓度 8%，孔数 15 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 30 μ l，电压：160 V，分离范围：40-200kda	10片	¥150.00
SB-FP11010	浓度 10%，孔数 11 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 50 μ l，电压：160 V，分离范围：20-160kda	10片	¥150.00
SB-FP15010	浓度 10%，孔数 15 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 30 μ l，电压：160 V，分离范围：20-160kda	10片	¥150.00
SB-FP11012	浓度 12%，孔数 11 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 50 μ l，电压：160 V，分离范围：15-85kda	10片	¥150.00
SB-FP15012	浓度 12%，孔数 15 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 30 μ l，电压：160 V，分离范围：15-85kda	10片	¥150.00
SB-FP11412	浓度 4-12%，孔数 11 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 50 μ l，电压：160 V，分离范围：20-200kda	10片	¥150.00
SB-FP15412	浓度 4-12%，孔数 15 Wells，胶厚 1.0 mm，上样体积 30 μ l，电压：160 V，分离范围：20-200kda	10片	¥150.00
SB-FP11420	浓度 4-20%，孔数 11 孔，胶厚 1.0 mm，上样体积 50 μ l，电压：160 V，分离范围：5-200kda	10片	¥150.00
SB-FP15420	浓度 4-20%，孔数 15 孔，胶厚 1.0 mm，上样体积 30 μ l，电压：160 V，分离范围：5-200kda	10片	¥150.00

蛋白电泳及Western blot相关产品

玻璃板预制胶电泳示意图




货号	名称	包装	价格
玻璃板预制胶(Tris-Glycine缓冲体系)不含buffer(缓冲液货号:SB-CPR006)		节省时间, 稳定适配性好	
SB-TG1000615	浓度:6%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:60-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1500615	浓度:6%, 孔数:15孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:30μl, 电压:180V,分离范围:60-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1007515	浓度:7.5%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:50-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1507515	浓度:7.5%, 孔数:15孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:30μl, 电压:180V,分离范围:50-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1000815	浓度:8%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:40-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1500815	浓度:8%, 孔数:15孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:30μl, 电压:180V,分离范围:40-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1001015	浓度:10%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:20-160kda	10片	¥250.00
SB-TG1501015	浓度:10%, 孔数:15孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:30μl, 电压:180V,分离范围:20-160kda	10片	¥250.00
SB-TG1001215	浓度:12%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:15-85kda	10片	¥250.00
SB-TG1501215	浓度:12%, 孔数:15孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:30μl, 电压:180V,分离范围:15-85kda	10片	¥250.00
SB-TG1001515	浓度:15%, 孔数:10孔, 胶厚:1.5mm, 上样量:60μl, 电压:180V,分离范围:10-50kda	10片	¥250.00

货号	名称	包装	价格
SB-TG1501515	浓度:15%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:10-50kda	10片	¥250.00
SB-TG1041215	浓度:4-12%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:180V,分离范围:20-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1541215	浓度:4-12%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:20-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1041515	浓度:4-15%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:180V,分离范围:20-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1541515	浓度:4-15%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:20-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1042015	浓度:4-20%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:180V,分离范围:5-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1542015	浓度:4-20%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:5-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1081615	浓度:8-16%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:180V,分离范围:10-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1581615	浓度:8-16%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:10-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1082015	浓度:8-20%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:180V,分离范围:3-200kda	10片	¥250.00
SB-TG1582015	浓度:8-20%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:3-200kda	10片	¥250.00
玻璃板预制胶(含Tris-hepes缓冲液)		节省时间,稳定适配性好	
SB-TH1000615	浓度:6%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:60-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1500615	浓度:6%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:60-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1007515	浓度:7.5%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:50-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1507515	浓度:7.5%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:50-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1000815	浓度:8%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:40-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1500815	浓度:8%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:40-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1001015	浓度:10%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:20-160kda	10片	¥380.00
SB-TH1501015	浓度:10%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:20-160kda	10片	¥380.00
SB-TH1001215	浓度:12%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:15-85kda	10片	¥380.00
SB-TH1501215	浓度:12%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:15-85kda	10片	¥380.00
SB-TH1001515	浓度:15%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:10-50kda	10片	¥380.00
SB-TH1501515	浓度:15%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:10-50kda	10片	¥380.00
SB-TH1041215	浓度:4-12%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:20-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1541215	浓度:4-12%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:20-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1041515	浓度:4-15%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:20-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1541515	浓度:4-15%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:20-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1042015	浓度:4-20%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:5-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1542015	浓度:4-20%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:5-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1081615	浓度:8-16%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:10-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1581615	浓度:8-16%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:150V,分离范围:10-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1082015	浓度:8-20%,孔数:10孔,胶厚:1.5mm,上样量:60μl,电压:150V,分离范围:3-200kda	10片	¥380.00
SB-TH1582015	浓度:8-20%,孔数:15孔,胶厚:1.5mm,上样量:30μl,电压:180V,分离范围:3-200kda	10片	¥380.00

蛋白电泳及Western blot相关产品

货号	名称	包装	价格	特点
上样缓冲液				
SB-ES008 新	荧光上样缓冲液	1mL	¥100.00	凝胶无需染色 结果立时可见
SB-PR037	5×蛋白电泳上样缓冲液	10mL	¥100.00	方便省钱
蛋白marker				
SB-MKP009	蓝色预染蛋白marker (3.3-31KD)	200µl	¥456.00	小分子蛋白 专用marker
SB-WB120	低分子量预染标准蛋白Marker (2.6-40kDa)	125µl	¥300.00	低分子量预染 蛋白marker
		250µl	¥500.00	
SB-WB009 ★	预染蛋白marker (10-180kda)	250µl	¥250.00	三色预染 10条带 效果不逊于T家
		10*250µl	¥1500.00	
		2*250µl	¥350.00	
SB-WB014	蛋白marker (25-300kd)	10*250µl	¥2700.00	宽范围 可以用于大分子蛋白
		250µl	¥350.00	
SB-WB028	蛋白marker(10到250kd)	10*250µl	¥2200.00	彩色预染, 直接使用
		2*250µl	¥500.00	
		250µl	¥300.00	
SB-WB029	无his标签蛋白marker 8到180kd (72kd橙红色, 8kd为绿色)	250µl	¥300.00	无his标签 彩色预染 直接使用
		10*250µl	¥1800.00	
		2*250µl	¥450.00	
电泳缓冲液速溶颗粒				
SB-2006	超快电泳缓冲液 (Tris-Glycine体系)	10pouches	¥120.00	20min可完成电泳
		1000mL	¥140.00	
SB-CPR004M	MES速溶颗粒	50 pouches	¥960.00	使用方便, 性价比高
SB-CPR004S		1 pouch	¥19.20	
SB-CPR005M	MOPS速溶颗粒 (Bis-Tris体系)	50 pouches	¥960.00	
SB-CPR005S ★		1 pouch	¥19.20	
SB-CPR006M	TGS电泳缓冲液速溶颗粒 (Tris-Glycine体系)	50 pouches	¥400.00	
SB-CPR006S		1 pouch	¥8.00	
SB-CPR015	HEPES速溶颗粒(一包配0.5L)	1pouch	¥10.00	
		50pouches	¥450.00	
SB-PR038	5×Tris-Gly电泳缓冲液	500 ml	¥155.00	





货号	名称	包装	价格	特点
小分子蛋白电泳试剂套装				
SKV-0051 ★	小分子蛋白电泳套装 (含Tris-Tricine预制胶、上样缓冲液、蛋白marker、电泳缓冲液)	1盒/10套	¥1800.00	节约时间, 性价比高
大分子蛋白电泳试剂套装				
SKV-0053	大分子蛋白专用套装 (含醋酸预制胶, 上样缓冲液、蛋白marker、电泳缓冲液)	1盒/10套	¥1500.00	节约时间, 性价比高
非变性蛋白电泳试剂套装				
SKV-0052	非变性蛋白电泳产品套装 (含预制胶, 上样缓冲液、蛋白marker、Tris-hepes电泳缓冲液)	1盒/10套	¥610.00	节约时间, 性价比高
凝胶染色				
SB-WB207	考马斯亮蓝快速染液(免脱色) Coomassie Blue Fast Staining and No-decoloring Solution	250mL	¥150.00	快速灵敏, 背景极低, 环保无毒
转印缓冲液				
SB-CPR011 ★	TG速溶颗粒(湿转)	50pouches	¥400.00	使用方便, 性价比高
		1pouch	¥8.00	安全稳定, 快速高效, 兼容性好
SB-CPR036	快速转膜缓冲液速溶颗粒	10pouches	¥250.00	使用方便, 性价比高
		1pouch	¥28.00	
SB-CPR304	转膜缓冲液速溶颗粒(半干转)	1 pouch	¥6.40	
		100pouches	¥500.00	
		50pouches	¥320.00	
SB-PR010	10×Western blot 转膜缓冲液	500 mL	¥160.00	
转印膜及滤纸				
SB-WB304	预裁滤纸9cm*7cm, 厚度1 mm	180张	¥180.00	使用方便, 性价比高
		20张	¥35.00	
封闭液				
SB-CPR201	快速封闭液速溶颗粒(含脱脂奶粉)	1pouch	¥19.20	操作简便, 节约时间, 效果好
SB-CPR303 ★	快速封闭液速溶颗粒(含TBS-T和鱼明胶蛋白)	1 pouch	¥19.20	
		10pouches	¥192.00	
		50pouches	¥900.00	
SB-PR079	WB无蛋白封闭液(1% in 1 X TBS)	500mL	¥140.00	快速高效, 背景极低, 兼容性好

蛋白电泳及Western blot相关产品



货号	名称	包装	价格	特点
内参抗体				
SB-AB0035	beta Actin Antibody	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF
SB-AB0037 ★	GAPDH Antibody	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF IP FC
SB-AB0039	beta Tubulin Antibody	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF FC
SB-AB0051	PCNA Antibody	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF IP FC
SB-CY6587	Histone H3 Rabbit mAb	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF FC
SB-AB0054	Lamin B1 Rabbit mAb	100μl	¥500.00	WB IHC ICC/IF IP
SB-AB2000 ★	GAPDH antibody (HRP conjugated)	100μl	¥500.00	WB
SB-AB2001	beta-actin antibody (HRP conjugated)	100μl	¥500.00	
SB-AB2002	beta Tubulin Antibody (HRP conjugated)	100μl	¥500.00	
HRP二抗				
SB-AB0101	Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) HRP	100ul	¥200.00	WB IHC
		500ul	¥700.00	
		1ml	¥1200.00	
SB-AB0102	Goat Anti-Mouse IgG (H+L) HRP	100ul	¥200.00	
		500ul	¥700.00	
		1ml	¥1200.00	
SB-AB0103	Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) HRP	100ul	¥200.00	WB IHC/ICC
		500ul	¥700.00	
		1ml	¥1200.00	
抗体稀释液				
SB-WB008 ★	通用型抗体稀释液	250mL	¥250.00	各种用途抗体均可稀释 抗体可回收保存时间长




货号	名称	包装	价格	特点
HRP底物显色液 (ECL)				
SB-WB001	基本型ECL发光液	250ml+250ml	¥700.00	和T家Pico一模一样 价格只有其三分之一
		(50+50) mL	¥300.00	
SB-WB011	lumiBest卓越型ECL发光液	5* (50ml+50ml)	¥5000.00	完美替代进口同类产品 价格只有其三分之一 fg级
		50ml+50ml	¥1500.00	
SB-WB012 ★	lumiQ通用型ECL发光液	250ml+250ml	¥1200.00	完美替代国内外中高敏发光液 价格只有其一半 pg级
		50ml+50ml	¥300.00	
		6*(250ml+250ml)	¥6000.00	
抗体剥离液				
SB-WB007	抗体剥离液 (酸性)	500mL	¥500.00	节省样本, 可一膜多测
PBS/PBS-T/TBS/TBS-T缓冲液				
SB-CPR007M	PBS-T速溶颗粒	50pouches	¥320.00	使用方便, 性价比高 1包配1L
SB-CPR008M	PBS速溶颗粒	50pouches	¥320.00	
SB-CPR009S ★	TBS-T速溶颗粒	1 pouch	¥6.50	
		50pouches	¥325.00	
		100pouches	¥650.00	
SB-CPR010	TBS速溶颗粒	1 pouch	¥6.50	
		50pouches	¥325.00	
		100pouches	¥650.00	

蛋白电泳及Western blot相关产品



货号	名称	包装	价格
电泳仪电源			操作方便,多用途,质优价廉
DYY-600D	三恒通用多用途电泳仪600V 1000mA 300W	1组	¥4980.00
DYY-300D(新)	三恒通用多用途电泳仪300V 1500mA 450W	1组	¥4360.00
DYY-1000C	三恒通用多用途电泳仪1000V 500mA 300W	1组	¥9480.00
DYY-1600C	三恒通用多用途电泳仪1600V 100mA 160W	1组	¥4580.00
DYY-200C	三恒通用多用途电泳仪200V 2000mA 200W	1组	¥4160.00
DYY-3000D	三恒高压多用电泳仪3000V 200mA 200W	1组	¥10800.00
DYY-3000	三恒高压多用电泳仪3000V 400mA 400W	1组	¥12980.00
DYY-300C ★	三恒通用多用途电泳仪300V 400mA 120W	1组	¥3280.00
DYY-5000	三恒高压多用电泳仪5000V 200mA 100W	1组	¥12980.00
DYY-600C	三恒通用多用途电泳仪600V 500mA 300W	1组	¥4380.00
DYY-600E	三恒通用多用途电泳仪600V 600mA 300W	1组	¥4680.00
DYY-ECP3000	三恒高压多用电泳仪3000V 200mA 200W	1组	¥9200.00



货号	名称	包装	价格	特点
垂直电泳系统及零配件				
1658000/DYC-Mini4	Mini 4小型垂直电泳四块胶系统, 0.75 mm 包括: Mini 4型4块胶电泳槽, 制胶架x2, 夹胶框x4, 厚玻板(带0.75mm边条)x5, 短玻板x5, 胶铲x2, 10孔0.75 mm电泳梳x5, 操作手册	1套	¥4980.00	可以适配所有伯乐电泳转印系统, 零配件齐全
1658001/DYC-MINI4 ★	Mini 4小型垂直电泳四块胶系统, 1.0 mm 包括: Mini 4型4块胶电泳槽, 制胶架x2, 夹胶框x4, 厚玻板(带1.0mm边条)x5, 短玻板x5, 胶铲x2, 10孔1.0 mm电泳梳x5, 操作手册	1套	¥4980.00	
1658006/DYC mini4	mini P-4小型垂直电泳四块胶系统, 1.5mm 包括mini P4四块胶电泳槽*1, 制胶架*2, 夹胶框*4, 厚玻板(带1.5mm边条)*5, 短玻板*5, 胶铲*2, 1.5mm电泳梳*5, 操作手册	1组	¥4980.00	
1658004/DYC-Mini4	Mini-4小型垂直电泳四块胶电泳系统 包括: 外槽*1, 电极芯*2, Mini4型四块胶电泳槽*1, 不含制胶系统	1套	¥3980.00	
1658005/DYCmini 1	Mini 4小型垂直电泳两块胶系统 包括外槽*1, 电极芯*1, 不含制胶系统	1组	¥2680.00	
1658002/DYC-Mini1-1	mini-1小型垂直电泳两块胶系统, 0.75mm 包括mini 1型两块胶电泳槽*1, 制胶架*1, 夹胶框*2, 厚玻板(带0.75mm边条)*5, 短玻板*5, 胶铲*2, 10孔0.75mm电泳梳*5, 操作手册	1组	¥3200.00	
1658003/DYC-mini1	mini-1小型垂直电泳两块胶系统, 1.0mm 包括mini1型两块胶电泳槽*1, 制胶架*1, 夹胶框*2, 厚玻板(带1.0mm边条)*3, 短玻板*5, 胶铲*2, 10孔1.0mm电泳梳*2, 操作手册	1套	¥3200.00	
1658007/DYCMIN1	mini-1小型垂直电泳两块胶系统, 1.5mm 包括mini 1型两块胶电泳槽*1, 制胶架*1, 夹胶框*2, 厚玻板(带1.5mm边条)*5, 短玻板*5, 胶铲*2, 10孔1.5mm电泳梳*2, 操作手册	1套	¥3200.00	
1658041	Mini 4电泳槽上盖(带电缆线)	1组	¥360.00	适配所有伯乐电泳转印系统, 性价比高
1658039	Mini 4电泳槽下槽	1组	¥290.00	
1658037 ★	Mini 4电泳芯(主芯)	1组	¥1280.00	
1658038	Mini P-4共用电极芯(副芯)(不带接线柱)	1组	¥1280.00	
1658150	专用电缆线	1组	¥190.00	
1653130	电泳槽挡板	1组	¥50.00	
1653320	剥胶铲, 2个/包	1组	¥50.00	
1658037-1	U型密封圈(绿色), 2条/包	1组	¥100.00	
1658037-2	电极芯侧卡夹(绿色)一个	1组	¥100.00	

蛋白电泳及Western blot相关产品

垂直电泳系统及零配件


货号	名称	包装	价格
制胶架及配件			耐用, 性价比高; 零配件兼容伯乐系统
TH001	弹簧 (制胶架捏手搭档)	1个	¥10.00
1653303-1	制胶架捏手	1组	¥70.00
1658800	玻璃板架	1组	¥90.00
1653304	夹胶框 (绿色)	1组	¥180.00
1653305	制胶垫 (灌胶用), 2条/包	1组	¥80.00
1658052	制胶架组合套装 (含透明制胶架1个, 制胶框2个, 胶铲2个)	1组	¥1280.00
1653303	透明制胶架 (二合一连体) 与伯乐一模一样	1组	¥760.00
1653366	电泳梳, 1.5 mm, 15孔, 最大样品体积39ul/孔, 5个/包	1组	¥140.00
1653365	电泳梳, 1.5 mm, 10孔, 最大样品体积66ul/孔, 5个/包	5个	¥140.00
1653360	电泳梳, 1.0 mm, 15孔, 最大样品体积26ul/孔, 5个/包	1组	¥140.00
1653359 ★	电泳梳, 1.0 mm, 10孔, 最大样品体积44ul/孔, 5个/包	1组	¥140.00
1653355	电泳梳, 0.75 mm, 15孔, 最大样品体积20ul/孔, 5个/包	1组	¥140.00
1653354	电泳梳, 0.75 mm, 10孔, 最大样品体积33ul/孔, 5个/包	1套	¥140.00
1653311	厚玻板, 带1.0 mm边条, 5片/盒	1组	¥260.00
1653312 ★	厚玻板, 带1.5 mm边条, 5片/盒	1组	¥260.00
1653310	厚玻板, 带0.75 mm边条, 5片/盒	1组	¥260.00
1653308	薄短玻板, 5片/盒	1盒	¥80.00
1653308-10	薄短玻板, 10片/盒	1组	¥110.00



转印套装及零配件

货号	名称	包装	价格
转印系统及零配件			耐用, 性价比高; 零配件兼容伯乐系统
1703930 ★	Mini-ZY2小型转系统 包括: Mini 4小型电泳槽上盖和下槽, 转印电泳芯 三明治夹x2, 转印棉x4, 冰盒, 使用手册	1组	¥2580.00
1651279	气泡滚	1盒	¥90.00
SB-001	铂金丝/cm 0.25mm		¥15.00
1703934	可加冰冰盒	1个	¥100.00
1703933-1	小型转移衬垫, 4片/包, 白色	1包	¥60.00
1703933-2	小型转移衬垫, 4片/包, 黑色	1包	¥80.00
1703919	蓝冰冰盒	1组	¥50.00
1703919-2	蓝冰冰盒 (2个/盒)	1组	¥100.00
1703931	小型转移三明治夹(转印夹板)	1组	¥100.00
1703812 ★	Mini-ZY1小型转移芯(不含转印夹板 转印棉)	1组	¥1800.00
1703935	Mini-ZY1小型转印电极芯, 三明治夹x2, 冰盒x1	1组	¥1980.00

免疫共沉淀IP&CO-IP



货号	名称	包装	价格	特点
proteinA/G磁珠				
SB-PR001 ★	Protein A/G COIP 磁珠	0.4mL	¥228.00	操作简单, 背景干净
	Protein A/G COIP 磁珠	1mL	¥327.00	
	Protein A/G COIP 磁珠	5*1mL	¥1308.00	
普通标签抗体磁珠				
SB-PR002	Anti-Flag COIP 磁珠	0.4mL	¥500.00	操作简单, 背景干净
	Anti-Flag COIP 磁珠	1mL	¥1000.00	
	Anti-Flag COIP 磁珠	5*1mL	¥4000.00	
SB-PR003	Anti-HA COIP 磁珠	0.4mL	¥500.00	
	Anti-HA COIP 磁珠	1mL	¥1000.00	
	Anti-HA COIP 磁珠	5*1mL	¥4000.00	
SB-PR004	Anti-Myc COIP 磁珠	0.4mL	¥500.00	
	Anti-Myc COIP 磁珠	1mL	¥1000.00	
	Anti-Myc COIP 磁珠	5*1mL	¥4000.00	
SB-PR005	链霉亲和素磁珠	0.4 mL	¥300.00	
	链霉亲和素磁珠	1mL	¥600.00	
	链霉亲和素磁珠	5*1mL	¥2400.00	

货号	名称	包装	价格	特点	
纳米标签抗体磁珠、琼脂糖珠					
SB-NM001 ★	Alpaca anti-GFP VHH Magnetic Beads 羊驼anti-GFP纳米抗体磁珠	500μl	¥1500.00	共价偶联高亲和力和高特异性的羊驼单域抗体, 质量稳定, 无轻重链影响	
SB-NM002	Alpaca anti-MYC VHH Agrose Beads 羊驼anti-MYC纳米抗体琼脂糖珠	500μl	¥1500.00		
SB-NM003	Anti-HA Nanobody Magarose Beads 羊驼anti-HA纳米抗体磁珠	500μl	¥1500.00		
SB-NM011	Alpaca anti-GFP VHH Beads 羊驼anti-GFP纳米抗体琼脂糖珠	500μl	¥1500.00		
SB-NM013	Alpaca anti-HA VHH Agrose Beads 羊驼anti-HA纳米抗体琼脂糖珠	500μl	¥1500.00		
SB-NM014	Alpaca anti-mCherry VHH Agrose Beads 羊驼anti-mCherry纳米抗体琼脂糖珠	500μl	¥1500.00		
SB-NM015 ★	anti-mouse VHH IP beads抗鼠纳米免疫沉淀琼脂糖珠	500μl	¥999.00		
SB-NM016	anti-rabbit VHH IP beads抗兔纳米免疫沉淀琼脂糖珠	500μl	¥999.00		
磁力架					
SB-IP003	16孔磁力架	1个	¥399.00		更多品类见网站
SB-IP004	4孔磁力架	1个	¥169.00		
SB-IP005	8孔磁力架	1个	¥300.00		
标签抗体					
SB-AB0001	Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥650.00		WB IP
SB-AB0002	His-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00		
		50μl	¥480.00		
SB-AB0003	GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00		
		50μl	¥480.00		
SB-AB0004	HA-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IHC ICC/IF IP	
SB-AB0005	GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody	50μl	¥480.00		
		100μl	¥800.00		
SB-AB0008	Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB ICC/IF IP	
SB-AB0009	V5-Tag Mouse Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	
SB-AB0025	HA tag Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	
SB-AB0029	MBP Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	
SB-AB0045	GFP Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IHC ICC/IF	
SB-AB0052	V5 tag Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	
SB-AB0053	VSV-G tag Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	
SB-AB0055	GST Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB ICC IP	
SB-AB0056	RFP Rabbit Monoclonal Antibody	100μl	¥800.00	WB IP	

细胞培养相关试剂



抗生素

货号	名称	包装	价格	特点
SB-CR011	青霉素-链霉素双抗(100×)	100 mL	¥98.00	性价比高

胰酶

货号	名称	包装	价格	特点
SB-CR013 ★	胰蛋白酶(EDTA, 0.25%)	100 mL	¥98.00	性价比高
SB-CR013N	胰蛋白酶(no EDTA,0.25%)	100mL	¥98.00	

污染检测及清除

货号	名称	包装	价格	特点
202009 ★	细胞支原体清除试剂盒	5mL	¥219.00	毒性低、效果好
202010	大支支原体PCR检测试剂盒	50T	¥500.00	操作简单,效率高
SB-C6001	黑胶虫清除试剂盒1000X (Nabact Rid)	550µl	¥480.00	



细胞冻存

货号	名称	包装	价格	特点
无血清细胞冻存液				
SB-C001 ★	无血清细胞冻存液2X	100mL	¥388.00	不用程序性降温 直接-80°保存 细胞存活率高
SB-C101	无血清细胞冻存液(含蛋白)	100mL	¥288.00	
DMSO				
SB-CR012	细胞培养级DMSO	50 mL	¥465.00	性价比高
		100ml	¥800.00	

细胞活力与增殖检测

货号	名称	包装	价格	特点
CCK8细胞活力检测				
SB-CCK8 ★	CCK8细胞增殖检测试剂盒	12*5mL	¥3000.00	性价比高
		30*5mL	¥5000.00	
		5mL	¥400.00	
		6*5mL	¥1800.00	
ATP 细胞活力测定				
SB-A6103	ATP Luminescent 细胞活力测定试剂盒	100T	¥680.00	性价比高
		500T	¥2070.40	
CFDA细胞增殖与示踪检测				
SB-C6034L	CFDA SE 细胞增殖与示踪检测试剂盒	500T	¥399.20	性价比高
SB-C6034S	CFDA SE 细胞增殖与示踪检测试剂盒	100T	¥239.20	

细胞培养相关试剂



细胞活力与增殖检测

货号	名称	包装	价格	特点
EdU细胞成像流式通用款检测试剂盒				
SB-C6043 ★	4488 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒 (绿色荧光)	1000T/100次	¥2122.40	流式/荧光显微镜检测皆 可使用;多种颜色;荧光亮 度高;光稳定性好
		100T/10次	¥648.80	
		20T/2次	¥169.60	
		500T/50次	¥1296.80	
SB-C6044	555 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒 (橙红色荧光)	1000T/100次	¥2122.40	
		100T/10次	¥648.80	
		20T/2次	¥169.60	
		500T/50次	¥1296.80	
SB-C6045	594 Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒 (红色荧光)	1000T/100次	¥2122.40	
		100T/10次	¥648.80	
		20T/2次	¥169.60	
		500T/50次	¥1296.80	
SB-C6046	647A Click-iT EdU 通用款细胞增殖检测试剂盒 (远红荧光)	1000T/100次	¥2122.40	
		100T/10次	¥648.80	
		20T/2次	¥169.60	
		500T/50次	¥1296.80	

细胞活力与增殖检测

货号	名称	包装	价格	特点
EDU荧光成像法检测试剂盒				
SB-C6015 ★	488 Click-iT EdU成像试剂盒 (绿色荧光)	1000T	¥2880.00	多种颜色可选择; 荧光亮度高; 光稳定性好, 适合做显微镜检测
		100T ((96孔板))	¥440.00	
		20T	¥230.40	
		500T	¥880.00	
SB-C6016	555 Click-iT EdU 成像试剂盒 (橙红色荧光)	1000T	¥2880.00	
		100T	¥440.00	
		20T	¥230.40	
		500T	¥880.00	
SB-C6017	594 Click-iT EdU成像试剂盒 (红色荧光)	1000T ((96孔板))	¥2880.00	
		100T ((96孔板))	¥440.00	
		20T	¥230.40	
		500T ((96孔板))	¥880.00	
SB-C6018	647A Click-iT EdU 成像试剂盒 (远红荧光)	1000T	¥2880.00	
		100T	¥440.00	
		20T	¥230.40	
		500T	¥880.00	

细胞培养相关试剂

细胞活力与增殖检测

货号	名称	包装	价格	特点
死/活动物细胞染色				
SB-L6023 ★	死活细胞测试试剂盒 (Calcein AM, EthD-1)	150T	¥800.00	性价比高
		300T	¥1440.00	
		30T	¥214.40	
SB-L6037	圣尔动物细胞活力/毒性检测试剂盒 (Calcein AM, PI)	150T	¥704.00	
		300T	¥1030.40	
		30T	¥182.40	
死/活细菌染色				
SB-L6060	细菌活力/毒性检测试剂盒	100T	¥2080.00	性价比高
		20T	¥542.40	
SB-E4035	EMA (溴化乙锭单叠氮溴)	5 mg	¥960.00	
SB-P4036	PMA (叠氮溴化丙锭)	1 mg	¥960.00	
SB-P4051	PMA, 20 mM in water	100 µL	¥960.00	

细胞凋亡

货号	名称	包装	价格	特点
凋亡早期检测组分				
SB-A6065	Annexin V-PE 偶联物	0.1 mL	¥422.40	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
		1 mL	¥3200.00	
SB-A6080	Annexin V-APC 偶联物	0.1 mL	¥422.40	
		1 mL	¥3200.00	
凋亡早期检测试剂盒				
SB-A6030	APC-Annexin V/PI 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1600.00	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
		10T	¥286.40	
		50T	¥1080.00	
SB-A6079	Annexin V-PE/RedNucleus II 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1600.00	
		10T	¥286.40	
		50T	¥1080.00	

细胞凋亡

货号	名称	包装	价格	特点
凋亡早期检测试剂盒				
SB-Y6002 ★	488-Annexin V/PI 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1260.00	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
		50T	¥650.00	
SB-Y6026	647A-Annexin V/PI 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1260.00	
		50T	¥650.00	
SB-Y6102	488-Annexin V/RedNucleus II 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1600.00	
		50T	¥1080.00	
SB-F6012	FITC-Annexin V/PI 细胞凋亡试剂盒	100T	¥1350.00	
		50T	¥800.00	
Caspase 3 检测				
SB-S6007	SuperView 488 Caspase-3 活细胞分析试剂盒	100T	¥1840.00	性价比高
		25T	¥544.00	
SB-S1005	SuperView 488 Caspase-3底物, 1 mM in DMSO	100 μL	¥1760.00	
JC-1线粒体膜电位检测				
SB-J6004	JC-1线粒体膜电位检测试剂盒	100T	¥880.00	性价比高
		20T	¥448.00	
凋亡晚期检测试剂盒				
SB-T6013	488 TUNEL 细胞凋亡试剂盒 (绿色荧光)	20T	¥1200.00	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
		50T	¥2400.00	
SB-T6014	594 TUNEL 细胞凋亡试剂盒 (红色荧光)	20T	¥1200.00	
		50T	¥2400.00	
SB-T6039	555 TUNEL 细胞凋亡试剂盒 (橙红色荧光)	20T	¥1200.00	
		50T	¥2400.00	
SB-T6067	Cy3 TUNEL 细胞凋亡试剂盒	20T	¥1200.00	
		50T	¥2400.00	
SB-T6068	Biotin TUNEL细胞凋亡试剂盒	20T	¥1200.00	
		50T	¥2400.00	
膜完整性细胞凋亡检测				
SB-Y6077	Oxazole yellow/PI膜透性凋亡检测试剂盒	100T	¥1360.00	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
		50T	¥744.00	

细胞培养相关试剂

细胞周期检测

货号	名称	包装	价格	特点
细胞周期检测				
SB-C6031 ★	Cell Cycle and Apoptosis Kit (细胞周期检测试剂盒)	100T	¥480.00	传统 PI/Rnase A法
		50T	¥280.00	
SB-C6078 新	Cell Cycle Assay Kit Plus (细胞周期检测试剂盒升级版)	50T	¥480.00	无需RNase的消化, 细胞无需破膜或固定, 操作更加简便

细胞结构染色

货号	名称	包装	价格	特点
膜电位染色				
SB-D4008	DiBAC4(3)膜电位荧光探针	5 mg	¥200.00	性价比高
SB-D4009	Di-8-ANEPPS膜电位荧光探针	5 mg	¥1440.00	
SB-D4024	Di-4-ANEPPDHQ膜电位荧光探针	1 mg	¥3840.00	
SB-D4027	DiOC2(3)膜电位荧光探针	20 mg	¥224.00	
SB-D4028	DiOC5(3)膜电位荧光探针	20 mg	¥224.00	
SB-D4029	DiOC6(3)膜电位荧光探针	20 mg	¥240.00	
SB-R4016	RH421膜电位荧光探针	5 mg	¥320.00	
SB-R4025	RH237膜电位荧光探针	5 mg	¥960.00	
溶酶体荧光探针				
SB-L4085	FluoLyso Green (溶酶体绿色荧光探针)	10 × 50 μL	¥2150.40	性价比高
		50 μL	¥366.40	
神经末梢标记				
SB-N4014	NerveGreen C4	5 mg	¥1920.00	性价比高
SB-N4072	NM4-64	1 mg	¥1600.00	
SB-N4073	NerveRed C2	5 × 1 mg	¥2560.00	
Phalloidin鬼笔环肽细胞骨架染色				
SB-YP0052	594-Phalloidin 594标记鬼笔环肽(红色)	300T	¥2240.00	在亮度、光稳定性和水溶性方面具有综合优势 一次操作成功率高
		50T	640.00	
SB-YP0053	633-Phalloidin 633标记鬼笔环肽(远红)	300T	2240.00	
		50T	640.00	
SB-YP0055	680-Phalloidin 680标记鬼笔环肽(远红)	300T	2240.00	
		50T	640.00	
SB-YP0059 ★	488-Phalloidin 488标记鬼笔环肽(绿色)	300T	2240.00	
		50T	640.00	

细胞结构染色

货号	名称	包装	价格	
Phalloidin鬼笔环肽细胞骨架染色				
SB-YP0060	555-Phalloidin 555 标记鬼笔环肽 (橙红)	300T	¥2240.00	在亮度、光稳定性和水溶性方面具有综合优势
		50T	¥640.00	
SB-YP0063	Rhodamine-Phalloidin 罗丹明标记鬼笔环肽 (橙红)	300T	¥2240.00	
		50T	¥640.00	
细胞核染色				
SB-Y4077	Oxazole yellow (恶唑黄), 1mM in DMSO	1 mL	¥2880.00	荧光亮度更高 光稳定性佳, 适应性强
SB-H4046	Hoechst 33258活细胞DNA染料	10 mg	¥144.00	性价比高
SB-H4078 ★	Hoechst 33258染色液 (即用型)	10 mL	¥80.00	
SB-A4075	7-AAD (7-氨基放线菌素D)	1 mg	¥1280.00	
SB-D4068	DRAQ5 活细胞DNA染料	200 µL	¥4000.00	
SB-D4076	DRAQ7 死细胞DNA染料	0.5 mL	¥2000.00	
		1 mL	¥3200.00	
		50 µL	¥334.40	
SB-E4052	Ethidium Homodimer-I (溴乙锭二聚体I, EthD-I)	1 mg	¥1248.00	
SB-H4047	Hoechst 33342活细胞DNA染料	10 mg	¥160.00	
SB-H4079	Hoechst 33342染色液 (即用型)	10 mL	¥80.00	
SB-P4034	Propidium Iodide (碘化丙锭, PI)	50 mg	¥320.00	
细胞膜染色				
SB-C4050	CytoMBrite 细胞膜红色荧光探针	200 µL	¥320.00	性价比高
SB-D4010	Dil (细胞膜橙红色荧光探针)	10 mg	¥320.00	
SB-D4053	Dilinoleyl Dil (细胞膜橙红色荧光探针)	5 mg	¥1280.00	
SB-D4059	DiA (细胞膜绿色荧光探针)	50 mg	¥1040.00	
SB-D4006	DiR (细胞膜近红外荧光探针)	5 mg	¥240.00	
SB-D4007	DiO (细胞膜绿色荧光探针)	10 mg	¥320.00	
SB-D4019	DiD (细胞膜红色荧光探针)	10 mg	¥320.00	
SB-C4049	CytoMBrite细胞膜橙红色荧光探针	200 µL	¥320.00	
SB-C4060	Cell Tracker CM-Dil (细胞膜橙红色荧光探针)	1 mg	¥2080.00	
		20µg	¥166.40	
细胞质染色				
SB-F4040	Hydroxystilbamidine (FluoroGold, 荧光金)	5 mg	¥800.00	性价比高
SB-C4069	6-CDCFDA SE SE (6-羧基-2',7'-二氯荧光素二乙酸, 琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥320.00	
SB-C4070	5(6)-CFDA, SE (5(6)-羧基荧光素二乙酸, 琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥256.00	
SB-C4037	5(6)-CFDA (5(6)-羧基二乙酸荧光素)	50 mg	¥320.00	
SB-C4039	6-CFDA (6-羧基二乙酸荧光素)	20 mg	¥200.00	
SB-C4041	Calcein AM (钙黄绿素 AM)	1 mg	¥1200.00	
SB-C4043	6-CDCFDA (6-羧基-2',7'-二氯荧光素二乙酸酯)	20 mg	¥320.00	
SB-L4042	Lucifer Yellow Cadaverine, 荧光黄染料	10 mg	¥320.00	

细胞培养相关试剂

细胞结构染色 性价比高

货号	名称	包装	价格
活细胞线粒体标记			
SB-D4013	4-Di-1-ASP线粒体荧光探针	200 mg	¥200.00
SB-D4015	DASPEI线粒体荧光探针	100 mg	¥280.00
SB-N4002	NAO (壬基吡啶橙)	20 mg	¥288.00
线粒体膜电位标记			
SB-J4001	JC-1	5 mg	¥1280.00
SB-R4056	Rhodamine 123 (罗丹明123)	50 mg	¥720.00
SB-T4057	TMRE (四甲基罗丹明乙酯)	25 mg	¥720.00
SB-T4058	TMRM (四甲基罗丹明甲酯)	25 mg	¥720.00
线粒体荧光探针			
SB-M4063	MitoScene Green I (线粒体绿色荧光探针)	20 x 50 µg	¥2560.00
		50 µg	¥280.00

离子及指示剂 灵敏度的高, 价格便宜

货号	名称	包装	价格
pH指示剂			
SB-B3006	BCECF, AM ester (pH荧光探针)	1 mg	¥1080.00
SB-B3016	BCECF AM (pH荧光探针, 5mM)	50 µL	¥416.00
钙离子荧光探针			
SB-F3015	Fluo-3, AM ester (钙离子荧光探针, 2mM)	50 µL	¥520.00
SB-F3013	Fluo-4, AM ester (钙离子荧光探针)	50 µg	¥320.00
SB-F3014 ★	Fluo-4, AM ester (钙离子荧光探针, 2mM)	50 µL	¥720.00
氯离子指示剂			
SB-M3002	MQAE	50 mg	¥400.00
镁离子指示剂			
SB-M3001	Furaptra (Mag-Fura-2), 四钠盐	1 mg	¥960.00

信号分子检测 灵敏、高效

货号	名称	包装	价格
活性氧检测			
SB-R6033 ★	ROS活性氧检测试剂盒	1000T	¥316.00
SB-D1002	H2DCFDA (DCFH-DA) 活性氧荧光探针	50 mg	¥272.00
SB-D1008	ROS荧光探针-DHE	1 mL	¥280.00
SB-D1004	Dihydroethidium (Hydroethidine, 二氢乙锭)	5 mg	¥256.00
NO检测			
SB-N6025	NO检测试剂盒 (Nitric Oxide Assay Kit)	1000T	¥639.20
		200T	¥191.20
总NO检测			
SB-T6027	总NO检测试剂盒 (Total Nitric Oxide Assay Kit)	200T	¥1350.40
		50T	¥399.20

报告基因 灵敏、高效

货号	名称	包装	价格
单报告基因检测试剂盒			
SB-F6024	Firefly Luciferase Assay Kit (萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒)	1000T	¥4640.00
		200T	¥1280.00
		20T	¥286.40
		50T	¥560.00
SB-R6073	Renilla Luciferase Assay Kit (海肾荧光素酶报告基因检测试剂盒)	1000T	¥6000.00
		200T	¥2000.00
		50T	¥720.00
双报告基因检测试剂盒			
SB-F6075 ★	Firefly & Renilla Assay Kit (双荧光素酶报告基因检测试剂盒)	1000T	¥6720.00
		100T	¥1200.00
		20T	¥310.40

动物实验/免疫组化/免疫荧光相关产品

动物实验


货号	名称	包装	价格	特点
EDU注射				
SB-E6032 ★	EDU (5-乙炔基-2' 脱氧尿嘧啶核苷)	10 mg	¥1840.00	EdU 检测方法用量小,小分子化学反应检测方法反应快,效率高,更简单、更灵敏、更快速、更准确。
		2 mg	¥800.00	
		50 mg	¥3040.00	
小动物活体成像				
SB-D1007	D-Luciferin, Sodium Salt (D-荧光素钠盐)	10 mg	¥480.00	灵敏、高效
		500 mg	¥2240.00	
SB-D1009	D-Luciferin, Potassium Salt (D-荧光素钾盐)	10 mg	¥480.00	
		500 mg	¥2240.00	

免疫组化

货号	名称	包装	价格	特点
抗原修复				
SB-MY001	Tris-EDTA抗原修复液 (50X,pH9.0)	100mL	¥82.00	性价比高
		500mL	¥300.00	
DAPI				
SB-D4054	DAPI (4',6-二脒基-2-苯基吡啶二盐酸盐)	10mg	¥496.00	在嵌入双链DNA后释放蓝色荧光亮度增强约20倍
SB-D4080 ★	DAPI染色液 (即用型)	10mL	¥80.00	
DAB显色				
SB-D6076	DAB Substrate Kit (辣根过氧化酶显色)	1 kit	¥520.00	
SB-D6077	DAB显色试剂盒100X	100T	¥83.00	
荧光二抗				
SB-AB0141	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 488	100µl	¥300.00	IF FC
SB-AB0142	Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 488	100µl	¥300.00	
SB-AB0151	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 594	100µl	¥300.00	
SB-AB0152	Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 594	100µl	¥300.00	

货号	名称	包装	价格
抗荧光淬灭剂及封片剂			性价比高
SB-A4081	抗荧光淬灭剂	5 mL	¥111.20
SB-A4082	抗荧光淬灭剂(含DAPI)	5 mL	¥119.20
SB-A4083	抗荧光淬灭封片剂	5 mL	¥127.20
SB-A4084 ★	抗荧光淬灭封片剂(含DAPI)	5 mL	¥135.20
抗体标记试剂盒			操作简单, 多种规格及荧光可选
SB-S601120	750 Antibody Labeling Kit (YF750抗体标记试剂盒)	5-20 µg/kit	¥760.00
SB-S601113	647A Antibody Labeling Kit (YF647A抗体标记试剂盒)	5-20 µg/kit	¥760.00
		50-100 µg/kit	¥920.00
		20-50 µg/kit	¥840.00
SB-S601121	555 Antibody Labeling Kit (YF555抗体标记试剂盒)	20-50 µg/kit	¥840.00
		5-20 µg/kit	¥760.00
		50-100 µg/kit	¥920.00
SB-S601104	405S Antibody Labeling Kit (YF405S抗体标记试剂盒)	5-20 µg/kit	¥760.00
		50-100 µg/kit	¥920.00
		20-50 µg/kit	¥840.00
SB-S601102	FITC Antibody Labeling Kit (FITC抗体标记试剂盒)	50-100 µg/kit	¥920.00
		5-20 µg/kit	¥760.00
		20-50 µg/kit	¥840.00
SB-S601106	488(6)-P4 Antibody Labeling Kits (YF488(6)-P4抗体标记试剂盒)	50-100 µg/kit	¥920.00
		5-20 µg/kit	¥760.00
		20-50 µg/kit	¥840.00
SB-S601101	Biotin Antibody Labeling Kit (Biotin抗体标记试剂盒)	50-100 µg/kit	¥920.00
		20-50 µg/kit	¥840.00
		5-20 µg/kit	¥760.00
SB-S601103	350 Antibody Labeling Kits (350抗体标记试剂盒)	20-50 µg/kit	¥840.00
		5-20 µg/kit	¥760.00
		50-100 µg/kit	¥920.00

免疫组化/免疫荧光相关产品



货号	名称	包装	价格
多色免疫荧光-TSA酪胺信号放大试剂		染色特异性好, 信号强度高, 适合低丰度靶标, 节省抗体	
SB-Y6081	350 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (350 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6082	350 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (350 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6083	350 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (350 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6084	488 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (488 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6085	488 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (488 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6086	488 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (488 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6087	555 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (555 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6088	555 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (555 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6089	555 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (555 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50slides	¥1192.00
		200slides	¥3360.00
SB-Y6090	594 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (594 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6091	594 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (594 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6092	594 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (594 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6093	640 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (640 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00

货号	名称	包装	价格
多色免疫荧光-TSA酪胺信号放大试剂盒		染色特异性好, 信号强度高, 适合低丰度靶标, 节省抗体	
SB-Y6094	640 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (640 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6095	640 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (640 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6096	680 Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (680 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6097	680 Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (680 酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-Y6098	680 Tyramide Kit, HRP Streptavidin (680 酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-B6099	Biotin Tyramide Kit, HRP Goat anti-mouse IgG (生物素酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗鼠IgG)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-B6100	Biotin Tyramide Kit, HRP Goat anti-rabbit IgG (生物素酪胺信号放大试剂盒, HRP-羊抗兔IgG)	50slides	¥1192.00
		200slides	¥3360.00
SB-B6101	Biotin Tyramide Kit, HRP Streptavidin (生物素酪胺信号放大试剂盒, HRP-链霉亲和素)	50 slides	¥1192.00
		200 slides	¥3360.00
SB-YT0069	350 Tyramide (350酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-YT0070	488 Tyramide (488酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-YT0071	555 Tyramide (555酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2549.00
SB-YT0072	594 Tyramide (594酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-YT0073	640 Tyramide (640 酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-YT0074	680 Tyramide (680 酪胺), 200×, TSA	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-BT0075	Biotin Tyramide (Biotin 酪胺), 200×	10 μL	¥359.00
		100 μL	¥2459.00
SB-60012	1× Tyramide Amplification Buffer (酪胺放大缓冲液)	2mL	¥80.00
		20mL	¥480.00

圣尔生物share-bio 荧光染料



货号	名称	包装	价格	特点
荧光染料 ShareBio				
SB-YS0083	680-Streptavidin (680-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	荧光亮度高 光稳定性好, 背景低
	680-Streptavidin (680-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
SB-YS0082	647-Streptavidin (647-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
	647-Streptavidin (647-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	
SB-YS0081	594-Streptavidin (594-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	
	594-Streptavidin (594-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
SB-YS0080	555-Streptavidin (555-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	
	555-Streptavidin (555-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
SB-YS0079	488-Streptavidin (488-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
	488-Streptavidin (488-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	
SB-YS0078	405-Streptavidin (405-链霉亲和素)	50 μL	¥134.40	
	405-Streptavidin (405-链霉亲和素)	500 μL	¥1184.00	
SB-YS0056	750 SE (750琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥2080.00	稳定性更强、水溶性更好 荧光强度更优的新一代荧光染料
SB-YS0035	647A SE (647A琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0033	405S SE (405S琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0032	488(5)-P4 SE (488(5)-P4 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0030	488(5) SE (488(5) 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0027	594 SE (594琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0020	488(6)-X SE (488(6)-X琥珀酰亚胺酯)	1mg	¥1920.00	
SB-YS0019	488(6)-P4 SE (488(6)-P4琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00	
SB-YS0036	555 SE (555琥珀酰亚胺酯)	1mg	¥1920.00	

货号	名称	包装	价格	特点
荧光染料 ShareBio				
SB-C5020	Sulfo-Cy3-E free acid (磺酸基-Cy3-乙基)	5 mg	¥1360.00	性价比高
SB-C5083	Cy5.5-M SE (Cy5.5-M 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	特异性、灵敏度较高
SB-C5085	Cy3.5-M free acid (Cy3.5-甲基)	5 mg	¥1360.00	性价比高
SB-D1008	ROS荧光探针-DHE	1 mL	¥280.00	
SB-YA0039	488(5) Azide (488(5)叠氮化物)	0.5 mg	¥1920.00	
SB-C5072	Sulfo-Cy5.5-E SE (Sulfo-Cy5.5-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5045	Cy5-E SE (Cy5-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5078	Cy3.5-E SE (Cy3.5-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5068	Sulfo-Cy5.5-M free acid (磺酸基-Cy5.5-甲基)	5 mg	¥1360.00	
SB-C5046	Cy7-E SE (Cy7-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-DC0066	DBCO-Cy3-3 (二苯并环辛炔-Cy3-3)	1 mg	¥1200.00	
SB-C5076	Cy5.5-E SE (Cy5.5-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5060	Sulfo-Cy3-E SE (Sulfo-Cy3-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5070	Sulfo-Cy7-E SE (Sulfo-Cy7-E 琥珀酰亚胺酯)	1mg	¥1120.00	
SB-C5061	Sulfo-Cy5-E SE (Sulfo-Cy5-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	
SB-C5077	Cy3-E SE (Cy3-E 琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1120.00	特异性、灵敏度较高
SB-C5069	Sulfo-Cy7-E free acid (磺酸基-C7-乙基)	5 mg	¥1360.00	性价比高
SB-C5067	Cy5.5-E free acid (Cy5.5-乙基)	5 mg	¥1360.00	
SB-YD0044	594-P4-dUTP (594-P4标记dUTP)	25 nmole	¥2528.00	
SB-C5021	Sulfo-Cy5-E free acid (磺酸基-Cy5-乙基)	5 mg	¥1360.00	
SB-YD0046	555-dUTP (555标记dUTP)	25 nmole	¥2528.00	
SB-YD0045	488(6)-P4-dUTP (488(6)-P4标记dUTP)	25 nmole	¥2528.00	
SB-C5071	Sulfo-Cy5.5-E free acid (磺酸基-Cy5.5-乙基)	5 mg	¥1360.00	
SB-YH0002	488(6) free acid	5 mg	¥2560.00	
SB-YH0008	594 free acid	5 mg	¥2560.00	
SB-YH0057	750 free acid	1 mg	¥1760.00	
SB-YH0016	555 free acid	5 mg	¥2560.00	
SB-YA0041	647A Azide (647A叠氮化物)	0.5 mg	¥1920.00	

圣尔生物share-bio 荧光染料




货号	名称	包装	价格
荧光染料 ShareBio			性价比高
SB-YH0011	488(5) free acid	5 mg	¥2560.00
SB-YA0038	594 Azide (594叠氮化物)	0.5 mg	¥1920.00
SB-YS0026	594-P4 SE (594-P4琥珀酰亚胺酯)	1 mg	¥1920.00
SB-YA0042	555 Azide (555叠氮化物)	0.5 mg	¥1920.00
SB-D1002	H2DCFDA (DCFH-DA) 活性氧荧光探针	50 mg	¥272.00
SB-M3002	MQAE	50 mg	¥400.00
SB-F5027	FITC, isomer I (异硫氰酸荧光素酯)	10 mg	¥174.40
SB-X5088	香豆素 SE	5mg	¥192.00
SB-C5057	5-CR110 SE (5-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥3120.00
SB-T5082	Texas Red-X, SE (Texas Red-X 琥珀酰亚胺酯)	5mg	¥2144.00
SB-DC0067	DBCO-Cy5-3 (二苯并环辛炔-Cy5-3)	1 mg	¥1200.00
SB-R5040	6-ROX	5 mg	¥720.00
SB-B5063	Biotin-XX SE (生物素-XX 琥珀酰亚胺酯)	10 mg	¥160.00
SB-C5080	Sulfo-Cy3-3 free acid (磺酸基-Cy3-3)	5 mg	¥1360.00
SB-A5052	AMCA-X SE (AMCA-X 琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥720.00
SB-D5028	7-Diethylaminocoumarin-3-Carboxylic Acid (DAC, DEAC)	20 mg	¥240.00
SB-F5004	Fluorescein-5-maleimide (荧光素-5-马来酰亚胺)	25 mg	¥1440.00
	Fluorescein-5-maleimide (荧光素-5-马来酰亚胺)	5 mg	¥360.00
SB-M5003	MTSET	50 mg	¥296.00
SB-D5065	DAC SE	5 mg	¥480.00
SB-C5005	CPM	5 mg	¥288.00

货号	名称	包装	价格
荧光染料 ShareBio			性价比高
SB-A5030	AMCA	50 mg	¥360.00
SB-C5001	CPMTS	5 mg	¥560.00
SB-A6071	APC (别藻蓝蛋白)	1 mg	¥828.00
SB-R6070	R-PE (R-藻红蛋白)	1 mg	¥828.00
SB-M5036	MTSEA Biotin-X (MTSEA生物素-X)	10 mg	¥600.00
SB-T5047	5(6)-TAMRA, SE (5(6)-TAMRA 琥珀酰亚胺酯)	25 mg	¥1040.00
SB-B5034	Biotin cadaverine, trifluoroacetate salt (生物素尸胺, 三氟乙酸盐)	10 mg	¥240.00
SB-T5087	5-FAM-X SE (5-羧基荧光素-X 琥珀酰亚胺酯)	5mg	¥558.40
SB-T5049	5(6)-TAMRA-C5-maleimide (5(6)-TAMRA-C5-马来酰亚胺)	5 mg	¥1360.00
SB-F5056	6-FAM SE (6-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥480.00
SB-B5044	Biotin ethylenediamine iodoacetamide (生物素乙二胺碘乙酰胺)	25 mg	¥760.00
SB-B5041	Biotin-4-fluorescein (生物素-4-荧光素)	10 mg	¥880.00
SB-R5009	5-ROX	5 mg	¥720.00
SB-T5007	5(6)-TAMRA, 混合物	20 mg	¥200.00
SB-T5048	5(6)-TAMRA, cadaverine (5(6)-TAMRA 尸胺)	10 mg	¥760.00
SB-F5008	5-FAM (5-羧基荧光素)	50 mg	¥384.00
SB-R5051	6-ROX SE (6-ROX 琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥1640.00
SB-F5012	5(6)-FAM (5(6)-羧基荧光素)	50 mg	¥224.00
SB-T5010	6-TAMRA (6-羧基四甲基罗丹明)	5 mg	¥560.00
SB-M5037	MTSEA Biotin-XX (MTSEA生物素-XX)	10 mg	¥800.00
SB-F5014	6-FAM (6-羧基荧光素)	20 mg	¥160.00
SB-M5035	MTSEA Biotin (MTSEA生物素)	10 mg	¥480.00
SB-F5053	5-FAM SE (5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯)	5 mg	¥528.00
SB-T5086	5-TAMRA, SE (5-TAMRA 琥珀酰亚胺酯)	5mg	¥1240.00
SB-B5042	Biotin-X-C5-maleimide (生物素-X-C5-马来酰亚胺)	5 mg	¥880.00
SB-B5064	Biotin-X SE (生物素-X 琥珀酰亚胺酯)	10 mg	¥144.00
SB-BD0050	Biotin-X-dUTP (生物素-X-dUTP)	50 µg	¥1760.00
SB-YM0068	Sulfo-Cy5-E Maleimide (磺酸基-Cy5-乙基马来酰亚胺)	1 mg	¥1120.00
SB-B5024	Biotin SE (生物素琥珀酰亚胺酯)	50 mg	¥320.00
SB-B5062	Biotin Azide (生物素叠氮化物)	1 mg	¥488.00
SB-CD0048	Sulfo-Cy3-E-dUTP (磺酸基-Cy3-乙基-dUTP)	25 nmole	¥2528.00


技术服务项目




01
荧光定量PCR服务



02
Western-blot技术服务



03
IHC服务




04
ELISA技术服务




05
细胞实验服务



06
骨micro-CT成像分析及染色服务



07
扫描/透射电镜服务



08
核酸与蛋白互动服务



09
质粒构建服务



10
慢病毒包装服务

代理品牌介绍

代理品牌	主要产品线	厂家网址	圣尔链接
	6000种兔多抗、2000种兔单抗 <ul style="list-style-type: none">•现货库存,覆盖所有信号通路,光速送达!•第四代兔单抗技术,学术界一致认可,让发表文章从此不再受到困扰!•抗体更加稳定,特异性好,经得起过表达和敲除验证。	www.abways.com	www.share-bio.com 输入货号查询
	DYC系列水平电泳槽、垂直电泳槽、转移电泳槽、DNA测序电泳槽、高通量电泳系统等	www.bj-dfrl.com	www.share-bio.com/product/903.html
	上千种高质量的生化试剂,详见圣尔网站	www.gpcsci.com	www.share-bio.com/product/944.html
	蛋白纯化填料产品、蛋白纯化预装柱产品、重析柱产品、重组蛋白产品	www.nuptec.com	www.share-bio.com/product/948.html
	表观遗传学系列产品:全球首家reverse-ChIP及RAP试剂盒,国内首家RIP、ChIRP试剂盒!	www.bersinbio.com	www.share-bio.com/product/943.html
	莫纳qPCR专用耗材,采用进口原材料,高洁净环境下生产,保证产品无DNA、DNA酶、PCR抑制污染,完美兼容市面主流定量PCR仪。	www.monadbiotech.com	www.share-bio.com/product/485.html
	ExCell Bio原装进口血清均在澳洲、非疯牛病疫区的南美洲(乌拉圭)生产,其血源地经过严格筛选,无需担心动物疫病的污染,使用更加放心! <ul style="list-style-type: none">•血源地管理严格,血清均可追溯源头;•经中国政府批准进口,可持续稳定供应;•极具竞争力的价格,性价比高。	www.excellbio.com	www.share-bio.com/product/591.html
	12000+科研抗体,2500+重组兔单抗 3400+精品抗体包含20ul小规格,靶点筛选的福音。 不断上线的产品线,涵盖病理、诊断、配对抗体、流式抗体满足全方位实验需求	www.zen-bio.cn	www.share-bio.com/product/1149.html

更多实时产品信息,请登录网站查询:www.share-bio.com

ShareBio



扫描进入圣尔商城



扫一扫 获取更多资讯

上海圣尔生物科技有限公司

电话 021-34122580

邮箱 admin@share-bio.com

网址 www.share-bio.com

地址 上海市闵行区沧源路1200号3号楼3511-3530室